

SwissRDL-Registrierungssystem: Neue Implantat-Schnittstelle

1 Einführung


Wir haben die Implantat-Schnittstelle aktualisiert, um die Qualität der eingegebenen Implantate zu verbessern. Dieses Handbuch beschreibt die Elemente der verbesserten Schnittstelle, erklärt die neuen Suchfunktionen und zeigt, wie man eine Favoritenliste aufbaut.

2 Abschnitte der Schnittstelle

Das Bild unten zeigt die neue Implantatschnittstelle. Sie ist in drei Abschnitte unterteilt:

- **Ausgewählte Implantate**
- **Implantat-Suche**
- **Die Suchergebnisse**

Ausgewählte Implantate

Hersteller	Artikelnummer	Lot-Nummer	Beschreibung	
Smith & Nephew	75018959	B1820928	XLPE-Einsatz 55/28	

Implantat-Suche

Manuell Scannen

Hersteller * ▼

Hersteller nicht in der Liste?

Artikelnummer *

Artikel nicht gefunden?

?

Suchergebnisse

Hersteller	Artikelnummer ▲	Lot-Nummer	Beschreibung	
Smith & Nephew	75000176	<input type="text"/>	MIA Schaft mit Ti/HA 3	+ ★

Artikel nicht gefunden? Kreuzen Sie das Kästchen "Artikel nicht gefunden?", geben Sie die nötigen Informationen an und klicken Sie auf Speichern. Bitte senden Sie ein Bild des Produktaufklebers an implants@ispm.unibe.ch. Wir werden das Produkt überprüfen und zur Implantatbibliothek hinzufügen.

2.1 Ausgewählte Implantate

Solange keine Implantate hinzugefügt wurden, ist dieser Abschnitt leer. Sobald Implantate hinzugefügt wurden, wird diese Liste für jedes Implantat angezeigt: Hersteller, Artikel-Nr., Lot-Nr. und Beschreibung. Wenn Sie ein Implantat löschen möchten, klicken Sie auf das **blaue Müllimer-Symbol**.

Ausgewählte Implantate				
Hersteller	Artikelnummer	Lot-Nummer	Beschreibung	
Smith & Nephew	75018959	B1820928	XLPE-Einsatz 55/28	

2.2 Implantat-Suche

Sie können nach Implantaten suchen, entweder manuell (klicken Sie auf **Manuell**) oder durch Scannen von Barcodes (klicken Sie auf **Scannen**). Wenn Sie auf Ihre Lieblingsartikel zugreifen möchten, klicken Sie auf **Favoriten**.


Implantat-Suche

Manuell Scannen

Hersteller *



Hersteller nicht in der Liste?

Artikelnummer *



2.3 Suchergebnisse

Die Ergebnisse Ihrer Suche werden in der Suchergebnisliste angezeigt. Um ein Implantat zu einem Fall hinzuzufügen, geben Sie die **Lot-Nummer** ein (falls nicht bereits beim Scannen eingegeben) und klicken Sie auf das **grüne Plus-Symbol**. Das Implantat wird dann im Abschnitt "Ausgewählte Implantate" angezeigt. Ausserdem haben Sie die Möglichkeit, Implantate zu Ihren Favoriten hinzuzufügen, indem Sie auf das **gelbe Sternsymbol** klicken (weitere Details unten).

Suchergebnisse				
Hersteller	Artikelnummer ▲	Lot-Nummer	Beschreibung	
Smith & Nephew	75000176	<input type="text" value="B1705985"/>	SL-PLUS Integr MIA Stem with Ti/HA 3	 

3 Manuelle Implantatsuche

Erster Schritt: Wählen Sie den **Hersteller** (nicht den Vertreiber!) des Implantats mit Hilfe der Dropdown-Liste aus. Die Liste enthält alle in unserer Implantatbibliothek registrierten Hersteller.

Fall 1: Der Hersteller **ist** in der Liste enthalten: Gehen Sie zu "**3.1 Ein Implantat für einen bestehenden Hersteller suchen und hinzufügen**".

Fall 2: Der Hersteller **ist nicht** in der Liste aufgeführt: Gehen Sie zu "**3.2 Ein Implantat für einen neuen Hersteller hinzufügen**".

Implantat-Suche

Manuell Scannen

Hersteller *

Hersteller nicht in der Liste?

Artikelnummer *

Implantat-Schnittstelle, version1.0, März 2020, DR

3.1 Ein Implantat für einen bestehenden Hersteller suchen und hinzufügen

Geben Sie die **Artikelnummer (auch REF-Nummer genannt)** des zu suchenden Implantats ein. Sie können nur die ersten paar Zeichen einer Artikelnummer eingeben und Return drücken oder auf **Suchen** klicken. Sonderzeichen (z.B. "/", "-", ".", usw.) können weggelassen werden.

Implantat-Suche

Manuell Scannen

Hersteller * ▾

Hersteller nicht in der Liste?

Artikelnummer *

Artikel nicht gefunden?

?

Suchergebnisse

Hersteller	Artikelnummer ▲	Lot-Nummer	Beschreibung		
Smith & Nephew	71331850	<input type="text"/>	R3 0 HOLE ACET SHELL 50MM	+	★
Smith & Nephew	71331852	<input type="text"/>	R3 0 HOLE ACET SHELL 52MM	+	★
Smith & Nephew	71331854	<input type="text"/>	R3 0 HOLE ACET SHELL 54MM	+	★
Smith & Nephew	71331856	<input type="text"/>	R3 NO HOLE ACET SCHALE 56MM	+	★
Smith & Nephew	71331858	<input type="text"/>	R3 0 HOLE ACET SHELL 58MM	+	★

Das System zeigt Ihnen nicht mehr als 10 Suchergebnisse in der Liste an. Wenn es mehr Ergebnisse gibt, die mit der von Ihnen eingegebenen Artikelnummer übereinstimmen, werden Sie aufgefordert, Ihre Artikelnummer genauer einzugeben und erneut zu suchen.

Implantat-Suche

Manuell Scannen

Hersteller * ▾

Hersteller nicht in der Liste?

Artikelnummer *

?

Suchergebnisse

Zu viele Einträge im Suchergebnis, bitte geben Sie die Artikelnummer genauer ein

3.1.1 Ein Implantat zu einem Fall hinzufügen

Um ein Implantat zu einem Fall hinzuzufügen, geben Sie die **Lot-Nummer** ein und klicken Sie auf das **grüne Plus-Symbol**. Das Implantat erscheint dann im Abschnitt "Ausgewählte Implantate".

Implantat-Suche

Manuell Scannen

Hersteller * ▾
Hersteller nicht in der Liste?

Artikelnummer *
Artikel nicht gefunden?

Suchergebnisse

Hersteller	Artikelnummer ▲	Lot-Nummer	Beschreibung		
Smith & Nephew	71331852	<input type="text" value="18DW20923"/>	R3 0 HOLE ACET SHELL 52MM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3.1.2 Artikelnummer nicht erkannt

Wenn das von Ihnen gesuchte Implantat nicht gefunden werden konnte, überprüfen Sie bitte die eingegebene Artikel-Nr. sorgfältig und suchen Sie erneut. Wenn es immer noch nicht gefunden wurde, kreuzen Sie das Kästchen **Artikel nicht gefunden?** an, füllen Sie die restlichen Felder aus (d.h. **Artikelbeschreibung**, **Lot-Nummer**) und klicken Sie auf **Speichern**. Wenn möglich, senden Sie bitte ein Bild des Implantataufklebers an implants@ispm.unibe.ch. Wir werden das Produkt prüfen und in die Implantatbibliothek aufnehmen.

Implantat-Suche

Manuell Scannen

Hersteller * ▾
Hersteller nicht in der Liste?

Artikelnummer *
Artikelbeschreibung *
Lot-Nummer
Artikel nicht gefunden?

Suchergebnisse

Keine Daten gefunden

Artikel nicht gefunden? Kreuzen Sie das Kästchen "Artikel nicht gefunden?", geben Sie die nötigen Informationen an und klicken Sie auf Speichern. Bitte senden Sie ein Bild des Produktaufklebers an implants@ispm.unibe.ch. Wir werden das Produkt überprüfen und zur Implantatbibliothek hinzufügen.

3.2 Ein Implantat für einen neuen Hersteller hinzufügen

Wenn der Hersteller nicht in der Dropdown-Liste enthalten ist, kreuzen Sie das Kontrollkästchen **Hersteller nicht in der Liste an?**

Geben Sie Folgendes manuell ein:

- **Hersteller**
- **Artikelnummer (auch bekannt als REF-Nummer)**
- **Artikelbeschreibung**
- **Lot-Nummer**

Klicken Sie abschließend auf **Speichern**.

Implantat-Suche

Manuell Scannen

Hersteller * OHST

Hersteller nicht in der Liste?

Artikelnummer * 654321

Artikelbeschreibung * Beschreibung

Lot-Nummer 123456

?

3.3 Favoriten

Implantate, die Sie recht häufig verwenden, können Sie durch Klicken auf **das gelbe Sternchen-Symbol** zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen.

Suchergebnisse

Hersteller	Artikelnummer ▲	Lot-Nummer	Beschreibung		
Smith & Nephew	71331852		R3 0 HOLE ACET SHELL 52MM	<input style="color: green;" type="button" value="+"/>	<input style="color: yellow;" type="button" value="★"/>

Zu den **Favoriten** hinzugefügte Implantate können ohne Suche direkt zu den Fällen hinzugefügt werden: Sie klicken einfach auf Favoriten und Ihre Liste wird sofort angezeigt. Nach Eingabe der **Lot-Nummer** können Sie einen Artikel durch Klicken auf das **grüne Plus-Symbol** hinzufügen.

?


Suchergebnisse

Hersteller	Artikelnummer ▲	Lot-Nummer	Beschreibung		
Smith & Nephew	71331852	<input type="text" value="18DW20923"/>	R3 0 HOLE ACET SHELL 52MM	<input style="color: green;" type="button" value="+"/>	<input type="button" value="🗑"/>

4 Implantate scannen

Wenn Sie einen Barcode-Scanner an Ihrem Computer angeschlossen haben (z.B. Datalogic Gryphon), können Implantate einfach durch Scannen der zugehörigen Barcodes hinzugefügt werden. Bitte beachten Sie, dass dieser Abschnitt nichts mit dem SEDICO-Scannen zu tun hat.

Um Implantate zu scannen, gehen Sie zum Abschnitt Implantatsuche und kreuzen Sie das Kästchen **Scannen** an. Es werden zwei Barcode-Felder, **Strichcode 1** und **Strichcode 2**, angezeigt.




Fall 1: nur ein Strichcode auf dem Aufkleber

Scannen Sie ihn bitte immer in das Feld Strichcode 1 ein (Pflichtfeld).

Fall 2: mehr als ein Barcode auf dem Aufkleber

Bitte scannen Sie immer den Barcode mit entweder der Global Trade Item Number (GTIN) oder der Artikelnummer in das Feld Strichcode 1 ein (Pflichtfeld). Strichcodes, die GTINs enthalten, haben manchmal eine **führende Anwendungskennung "(01)"**.



REF 1246-03-000 LOT D18072378

APEX™
HOLE ELIMINATOR - PS

2028-07-31

STERILE R

QTY 1

(01)10603295019688

(17)280731(10)D18072378

DePuy Orthopaedics, Inc.
700 Orthopaedic Drive
Warsaw IN 46582
1-800-366-8143

REV.F

Je nach den Einstellungen Ihrer Scannerkonfiguration müssen Sie möglicherweise auf **Suchen** klicken, um die Suche zu starten und Ihr Implantat abzurufen.

Implantat-Suche

Manuell Scannen

Strichcode 1 *

Strichcode 2

?

4.1 Das Implantat zu einem Fall hinzufügen

Um das Implantat zu einem Fall hinzuzufügen, geben Sie gegebenenfalls die **Lotnummer** ein und klicken Sie auf das **"grüne Plus"-Symbol**. Das Implantat erscheint im Abschnitt "Ausgewählte Implantate".

Implantat-Suche

Manuell Scannen

Strichcode 1 *

Strichcode 2

Artikel nicht gefunden?

?

Suchergebnisse

Hersteller	Artikelnummer	Lot-Nummer	Beschreibung			
Medacta	01.26.3248HCT	<input type="text" value="182626"/>	Versafitcup® Liner PE HC Flat Ø32 / F	<input style="background-color: #90EE90;" type="button" value="+"/>	<input type="button" value="★"/>	<input type="button" value="🗑"/>

1.1 Barcode ist nicht erkannt

Falls das Implantat nicht gefunden werden konnte, kreuzen Sie das Kästchen **Artikel nicht gefunden?** an, füllen Sie die restlichen Felder aus (d.h. **Hersteller**, **Artikelbeschreibung**, **Lotnummer**) und klicken Sie auf **Speichern**. Wenn möglich, senden Sie bitte ein Bild des Implantataufklebers an implants@ispm.unibe.ch. Wir werden das Produkt prüfen und in die Implantatbibliothek aufnehmen.

Implantat-Suche

Manuell Scannen

Strichcode 1	*	<input type="text" value="123456"/>
Strichcode 2		<input type="text"/>
Hersteller	*	<input type="text" value="OHST"/>
Hersteller nicht in der Liste?		<input checked="" type="checkbox"/>
Artikelbeschreibung	*	<input type="text" value="Beschreibung"/>
Lot-Nummer		<input type="text" value="654321"/>
Artikel nicht gefunden?		<input checked="" type="checkbox"/>

?

Suchergebnisse

Keine Daten gefunden

Artikel nicht gefunden? Kreuzen Sie das Kästchen "Artikel nicht gefunden?", geben Sie die nötigen Informationen an und klicken Sie auf Speichern. Bitte senden Sie ein Bild des Produktaufklebers an implants@ispm.unibe.ch. Wir werden das Produkt überprüfen und zur Implantatbibliothek hinzufügen.