



# CHOP CODES 2025:

## Elenco degli SIRIS Anca & Ginocchio interventi

I seguenti codici CHOP sono utilizzati per determinare tutti gli interventi di protesi dell'anca e del ginocchio da registrare in SIRIS.

### Primo impianto di protesi totale dell'anca

#### Primo impianto di protesi totale dell'anca

Z81.51.00	Primo impianto di protesi totale dell'anca, NAS
Z81.51.11	Primo impianto di protesi totale dell'anca
Z81.51.12	Primo impianto di protesi totale dell'anca, protesi speciale <i>INFO : Per protesi speciali si intendono le protesi tumorali e le protesi modulari. Il tipo di protesi va precisato con un codice supplementare (81.A1.1-)</i>
Z81.51.13	Primo impianto di protesi d'anca di superficie Protesi d'anca di superficie Protesi tipo «Hip Resurfacing» dell'anca, artroplastica, totale
Z81.51.19	Primo impianto di protesi totale dell'anca, altro

#### Primo impianto di protesi parziale dell'anca

Z81.52.00	Primo impianto di protesi parziale dell'anca
Z81.52.21	Primo impianto di protesi unipolare
Z81.52.22	Primo impianto di protesi biarticolata
Z81.52.29	Primo impianto di protesi parziale dell'anca, altro

#### Primo impianto di componente di protesi dell'anca

Z81.52.31	Primo impianto di coppa di sostegno di protesi dell'anca
Z81.52.39	Primo impianto di componente di protesi dell'anca, altro

#### Informazioni supplementari sull'impianto di endoprotesi articolari – Tipo di endoprotesi articolare

Z81.A1.11	Endoprotesi tumorale
Z81.A1.12	Protesi modulare
Z81.A1.13	Protesi a stelo lungo

## Primo impianto di una endoprotesi del ginocchio

### Primo impianto di una endoprotesi del ginocchio

Z81.54.00	Impianto di una endoprotesi del ginocchio, NAS
Z81.54.21	Primo impianto di una endoprotesi totale standard del ginocchio Primo impianto di una protesi di superficie bicondilare del ginocchio
Z81.54.22	Primo impianto di una endoprotesi totale speciale del ginocchio <i>INFO : Per protesi speciali si intendono le protesi tumorali e le protesi modulari. Il tipo di protesi va precisato con un codice supplementare (81.A1.1-)</i>
Z81.54.23	Primo impianto di una endoprotesi totale vincolata del ginocchio Primo impianto di una protesi a cerniera del ginocchio
Z81.54.24	Primo impianto di una protesi a slitta unicondilare del ginocchio Primo impianto di una protesi di superficie unicondilare del ginocchio
Z81.54.25	Primo impianto di una protesi a slitta bicondilare del ginocchio
Z81.54.26	Primo impianto di uno scudo femorale condilare con bottone rotuleo Protesi femoro-rotulea (troclea femorale e superficie posteriore della rotula)
Z81.54.27	Primo impianto di un bottone rotuleo
Z81.54.28	Primo impianto di una protesi isolata della troclea femorale <i>INFO : La «protesi isolata della troclea femorale» riveste interamente la troclea. Va distinta dagli impianti che ricoprono unicamente difetti cartilaginei focali della troclea o altre superfici di scorrimento del ginocchio.</i>
Z81.54.29	Primo impianto di una endoprotesi del ginocchio, altro

Z81.47.26	Impianto di sostituto cartilagineo metallico personalizzato nel ginocchio Miniprotesi dell'articolazione del ginocchio per il trattamento di difetti cartilaginei focali
-----------	---

### Informazioni supplementari sull'impianto di endoprotesi articolari – Tipo di endoprotesi articolare

Z81.A1.11	Endoprotesi tumorale
Z81.A1.12	Protesi modulare
Z81.A1.13	Protesi a stelo lungo

## Revisione – Rimozione di protesi dell'anca

### Rimozione di protesi dell'anca

Z80.05.00	Rimozione di protesi dell'anca, NAS
Z80.05.15	Rimozione di protesi totale dell'anca
Z80.05.16	Rimozione di protesi totale dell'anca, protesi speciale <i>INFO : Protesi speciale = Protesi tumorale, protesi modulare, protesi a stelo lungo</i>
Z80.05.17	Rimozione di stelo nonché testa femorale di protesi dell'anca Rimozione di protesi unipolare
Z80.05.18	Rimozione di stelo, testa femorale nonché inserto di protesi dell'anca Rimozione di protesi biarticolata
Z80.05.99	Rimozione di protesi dell'anca, altro

### Rimozione di inserto di protesi dell'anca

Z80.05.1A	Rimozione di inserto di protesi dell'anca
Z80.05.1B	Rimozione della testa femorale di protesi dell'anca
Z80.05.1C	Rimozione di testa femorale nonché inserto di protesi dell'anca
Z80.05.1D	Rimozione di testa femorale, inserto nonché coppa acetabolare di protesi dell'anca
Z80.05.1E	Rimozione di inserto nonché coppa acetabolare di protesi dell'anca
Z80.05.1F	Rimozione di coppa di sostegno nonché coppa acetabolare di protesi dell'anca
Z80.05.1G	Rimozione di coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché testa femorale di protesi dell'anca

## Revisione Anca – Impianti di protesi per sostituzione di protesi

### Impianto di protesi totale dell'anca per sostituzione di protesi

**INFO:** In una sostituzione di protesi dell'anca in cui viene impiantata una protesi totale, la rimozione della protesi precedente va codificata con un codice della categoria 80.05.- «Rimozione di protesi dell'anca» nonché l'impianto della nuova protesi con uno dei codici seguenti.

Z81.51.21	Impianto di protesi totale dell'anca per sostituzione di protesi
Z81.51.22	Impianto di protesi totale dell'anca per sostituzione di protesi, protesi speciale <i>INFO: Per protesi speciali si intendono le protesi tumorali e le protesi modulari. Il tipo di protesi va precisato con un codice supplementare (81.A1.1)</i>
Z81.51.23	Impianto di protesi d'anca di superficie per sostituzione di protesi Protesi d'anca di superficie Protesi tipo «Hip Resurfacing» dell'anca, artroplastica, totale
Z81.51.29	Impianto di una protesi totale dell'anca per sostituzione di protesi, altro

### Impianto di protesi parziale dell'anca per sostituzione di protesi

**INFO:** In una sostituzione di protesi dell'anca in cui viene impiantata una protesi parziale, la rimozione della protesi precedente va codificata con un codice della categoria 80.05.- «Rimozione di protesi dell'anca» nonché l'impianto della nuova protesi con uno dei codici seguenti.

Z81.52.41	Impianto di protesi d'anca unipolare per sostituzione di protesi
Z81.52.42	Impianto di protesi d'anca biarticolata per sostituzione di protesi
Z81.52.49	Impianto di protesi parziale dell'anca per sostituzione di protesi, altro

### Impianto di componenti di protesi dell'anca per sostituzione

**INFO:** In una sostituzione di uno o più componenti di una protesi d'anca, la rimozione dei vecchi componenti va codificata con un codice della categoria 80.05.- «Rimozione di protesi dell'anca» nonché l'impianto di quelli nuovi con uno dei codici seguenti.

Z81.52.51	Impianto di coppa di sostegno di protesi dell'anca per sostituzione
Z81.52.52	Impianto di inserto di protesi dell'anca per sostituzione
Z81.52.53	Impianto della testa femorale di protesi dell'anca per sostituzione
Z81.52.54	Impianto di testa femorale nonché inserto di protesi dell'anca per sostituzione
Z81.52.55	Impianto di testa femorale, inserto nonché coppa acetabolare di protesi dell'anca per sostituzione
Z81.52.56	Impianto di inserto nonché coppa acetabolare di protesi dell'anca per sostituzione
Z81.52.57	Impianto di coppa di sostegno nonché coppa acetabolare di protesi dell'anca per sostituzione
Z81.52.58	Impianto di coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché testa femorale di protesi dell'anca per sostituzione
Z81.52.59	Impianto di componenti di endoprotesi dell'anca in caso di sostituzione, altro
Z81.52.5A	Impianto di stelo nonché testa femorale di protesi dell'anca per sostituzione
Z81.52.5B	Impianto di stelo, testa femorale nonché inserto di protesi dell'anca per sostituzione

## Reinterventi Anca

### Revisione senza sostituzione di protesi di anca

Z81.53	Revisione senza sostituzione di protesi di anca Prelievo di biopsie, sinoviectomia, tenotomia, borsectomia <i>INFO : La revisione senza sostituzione comprende interventi senza modifiche degli impianti in sede. Ad esempio evacuazione di ematomi, lisi di aderenze, asportazione di ossificazioni, lavaggio articolare ecc.</i>
Z81.96.96	Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Inserzione di distanziatori (es. dopo rimozione di endoprotesi) Inserzione di spacer articolare (polimetilmetacrilato) Inserzione di spacer (cemento)

## Revisione – Rimozione di endoprotesi del ginocchio

### Rimozione di endoprotesi del ginocchio

Z80.06.00	Rimozione di una endoprotesi di ginocchio, NAS
Z80.06.11	Rimozione di una endoprotesi totale standard del ginocchio Rimozione di una protesi di superficie bicondilare
Z80.06.12	Rimozione di una endoprotesi totale speciale del ginocchio <i>INFO : Protesi speciale = Protesi tumorale, protesi modulare</i>
Z80.06.13	Rimozione di una endoprotesi totale vincolata del ginocchio
Z80.06.14	Rimozione di una protesi a slitta unicondilare Rimozione di una protesi di superficie unicondilare
Z80.06.15	Rimozione di una protesi a slitta bicondilare
Z80.06.16	Rimozione di uno scudo femorale condilare con bottone rotuleo Rimozione di una protesi femoro-rotulea (troclea femorale e superficie posteriore della rotula)
Z80.06.17	Rimozione di bottone rotuleo
Z80.06.18	Rimozione di inserto di una endoprotesi di ginocchio Rimozione del perno di una endoprotesi totale vincolata
Z80.06.1A	Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di una endoprotesi totale standard del ginocchio
Z80.06.1B	Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di una endoprotesi totale speciale o vincolata del ginocchio
Z80.06.1C	Rimozione di una protesi isolata della troclea femorale
Z80.06.99	Rimozione di una endoprotesi di ginocchio, altro

## Revisione – Impianto di una endoprotesi del ginocchio per sostituzione di protesi

### Impianto di una endoprotesi del ginocchio per sostituzione di protesi

**INFO:** In una sostituzione di protesi, la rimozione della protesi precedente va codificata con un codice della categoria 80.06.- «Rimozione di endoprotesi del ginocchio» nonché l'impianto della nuova protesi con uno dei codici seguenti.

Z81.54.31	Impianto di una endoprotesi totale standard del ginocchio per sostituzione di protesi Impianto di una protesi di superficie bicondilare per sostituzione di protesi
Z81.54.32	Impianto di una endoprotesi totale speciale del ginocchio per sostituzione di protesi <i>INFO : Per protesi speciali si intendono le protesi tumorali e le protesi modulari. Il tipo di protesi va precisato con un codice supplementare (81.A1.1)</i>
Z81.54.33	Impianto di una endoprotesi totale vincolata del ginocchio per sostituzione di protesi
Z81.54.34	Impianto di una protesi a slitta unicondilare per sostituzione di protesi Impianto di una protesi di superficie unicondilare per sostituzione di protesi
Z81.54.35	Impianto di una protesi a slitta bicondilare per sostituzione di protesi
Z81.54.39	Impianto di una endoprotesi del ginocchio per sostituzione di protesi, altro

### Impianto di componenti di una endoprotesi del ginocchio in caso di sostituzione

**INFO:** In una sostituzione di uno o più componenti di una protesi, la rimozione dei vecchi componenti va codificata con un codice della categoria 80.06.- «Rimozione di protesi del ginocchio» nonché l'impianto di quelli nuovi con uno dei codici seguenti.

Z81.54.42	Impianto di un bottone rotuleo per sostituzione
Z81.54.43	Impianto di inserto di una endoprotesi del ginocchio per sostituzione Impianto del perno di una protesi totale vincolata per sostituzione
Z81.54.44	Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di una endoprotesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale standard del ginocchio per sostituzione
Z81.54.45	Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di una endoprotesi totale speciale o vincolata del ginocchio per sostituzione <i>INFO : Protesi speciale = Protesi tumorale, protesi modulare</i>
Z81.54.46	Impianto di una protesi isolata della troclea femorale per sostituzione <i>INFO: La «protesi isolata della troclea femorale» riveste interamente la troclea. Va distinta dagli impianti che ricoprono unicamente difetti cartilaginei focali della troclea o altre superfici di scorrimento del ginocchio.</i>
Z81.54.47	Impianto di uno scudo femorale condilare con bottone rotuleo per sostituzione Protesi femoro-rotulea (troclea femorale e superficie posteriore della rotula)
Z81.54.49	Impianto di componenti di una endoprotesi del ginocchio in caso di sostituzione, altro

## Reinterventi Ginocchio

### Revisione senza sostituzione di endoprotesi di ginocchio

Z81.55	Revisione senza sostituzione di endoprotesi di ginocchio Prelievo di biopsie, sinoviectomia, tenotomia, borsectomia <i>INFO : La revisione senza sostituzione comprende interventi senza modifiche degli impianti in sede. Ad esempio evacuazione di ematomi, lisi di aderenze, asportazione di ossificazioni, lavaggio articolare ecc.</i>
Z81.96.96	Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Inserzione di distanziatori (es. dopo rimozione di endoprotesi) Inserzione di spacer articolare (polimetilmetacrilato) Inserzione di spacer (cemento)